



**Absender** Bitte vollständig ausgefülltes Formular der Lieferung beilegen.

Vorname:	Name:
E-Mail:	Telefonnummer:
Unternehmen:	
Strasse & Nummer:	Abteilung:
PLZ & Ort	Auftragsnummer:
<input type="checkbox"/> <b>Abweichende Rechnungsadresse</b>	
Unternehmen:	
Strasse & Nummer:	PLZ & Ort:
E-Mail:	Abteilung:

**Ihr Auftrag an Spaelti-TS AG**

**Auftragsabwicklung**

<input type="checkbox"/> Kalibrierarbeiten ohne Angebot ausführen	<input type="checkbox"/> Reparaturen bis 100 CHF pro Reparaturfall ohne Angebot (excl. Kalibrierkosten) ausführen
<input type="checkbox"/> Angebot erstellen	<input type="checkbox"/> Rücksendung Leihgerät
<input type="checkbox"/> Gemäss bestehendem Wartungsvertrag Nummer Wartungsvertrag :	

(Bei Kostenvoranschlägen für Reparaturen berechnen wir CHF 40.00 pro Gerät für unsere Umtriebe, wenn eine Reparatur abgelehnt wird.)

**Auswahl des Messverfahren**

Es werden folgende Arbeiten ausgeführt: Äussere Reinigung des Gehäuses und der Spitzenaufnahme, Funktionskontrolle, gravimetrische Kalibrierung dokumentiert auf einem SCS-Zertifikat (ISO/IEC 17025 Akkreditiert).  
 Es stehen zwei Verfahren zur Verfügung (bitte zutreffendes ankreuzen):

<input type="radio"/> SCS-Kalibrierung Referenzmessverfahren ISO8655-6	Spitzenwechsel nach 5 Messungen Messung bei 3 Volumen 10 Messwerte je Volumen
<input type="radio"/> SCS-Kalibrierung alternatives Verfahren ISO8655-7-2022 A.2	Kein Spitzenwechsel Messung bei 3 Volumen Bei Wiederholungsprüfung 4 Messwerte je Volumen Nach Reparatur oder Justierung 10 Messwerte je Volumen

(Mehrkanalpipetten werden immer nach dem Referenzmessverfahren ISO8655-6 durchgeführt)

**Information zum Standardvorgehen bei Wartungsarbeiten an Volumenmessgeräten**

Eingangsprüfung	Manipulation am Gerät zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit	Ausgangsprüfung
Bei bestandener Eingangsprüfung, dann gilt das Eingangszertifikat auch als Ausgangszertifikat.	Bei nicht bestandener Eingangsprüfung wird eine Reparatur und/oder eine Justierung eingeleitet.	Nach einer Reparatur oder Justierung erfolgt eine Ausgangskalibrierung. Durchgeführte Kalibrierungen werden in Rechnung gestellt.

**Unbedenklichkeitsbescheinigung**

Durch meine Unterschrift erkläre ich:

- Dass die Geräte sorgfältig gereinigt und dekontaminiert wurden. (Geräteliste Seite 2)
- Dass keine Gefahren durch bakteriologische, virologische, chemische oder radioaktive Kontamination ausgehen.
- Dass ich autorisiert bin, derartige Erklärungen für das vertretene Unternehmen / Labor abzugeben.

Bemerkungen zur Unbedenklichkeitsbescheinigung / zu treffende Vorsichtsmassnahmen:

Name (Blockschrift)	Datum	Unterschrift



**Liste Ihrer Volumenmessgeräte** (Bei mehr als 15 Geräten kann auch eine signierte Geräteliste beigelegt werden.)

Hersteller / Typ (Bsp.: Eppendorf Reference 2)	Anzahl Kanäle (Bsp.: 1)	Volumen (Bsp.: 10 - 100)	Seriennummer (Bsp.: F124387)	Interne Nummer (Bsp.: Nr17)
1				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
2				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
3				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
4				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
5				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
6				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
7				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
8				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
9				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
10				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
11				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
12				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
13				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
14				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
15				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				



Lieferschein - Gebenstorf

Spaelti-TS AG  
Wiesenstrasse 13  
5412 Gebenstorf

Für Lieferungen nach:

**Gebenstorf (Hauptsitz)**

- Bitte verwenden Sie diese Seite als Lieferschein, um den Versand Ihrer Ware nach Gebenstorf abzuwickeln.
- Sollten Sie Unterstützung benötigen, steht unser Kundenservice Ihnen gerne zur Verfügung.



Lieferschein - Allschwil

Spaelti-TS AG  
Gewerbstrasse 7  
4123 Allschwil

Für Lieferungen nach: **Allschwil (Zweigniederlassung)**

- Bitte verwenden Sie diese Seite als Lieferschein, um den Versand Ihrer Ware nach Allschwil abzuwickeln.
- Sollten Sie Unterstützung benötigen, steht unser Kundenservice Ihnen gerne zur Verfügung.

**WICHTIG: Der Versand nach Allschwil steht ausschliesslich unseren Vertragskunden zur Verfügung, die zuvor entsprechend informiert wurden.**