



Absender Bitte vollständig ausgefülltes Formular der Lieferung beilegen.

Vorname:	Name:
E-Mail:	Telefonnummer:
Unternehmen:	
Strasse & Nummer:	Abteilung:
PLZ & Ort	Auftragsnummer:
<input type="checkbox"/> Abweichende Rechnungsadresse	
Unternehmen:	
Strasse & Nummer:	Abteilung:
PLZ & Ort:	E-Mail:

Ihr Auftrag an Spaelti-TS AG

Auftragsabwicklung

<input type="checkbox"/> Kalibrierarbeiten ohne Angebot ausführen	<input type="checkbox"/> Reparaturen bis 100 CHF pro Reparaturfall ohne Angebot (excl. Kalibrierkosten) ausführen
<input type="checkbox"/> Angebot erstellen	<input type="checkbox"/> Rücksendung Leihgerät
<input type="checkbox"/> Gemäss bestehendem Wartungsvertrag oder Angebot	Nummer: _____

(Bei Kostenvoranschlägen für Reparaturen berechnen wir CHF 40.00 pro Gerät für unsere Umtriebe, wenn eine Reparatur abgelehnt wird.)

Auswahl des Messverfahren

Es werden folgende Arbeiten ausgeführt: Äussere Reinigung des Gehäuses und der Spitzenaufnahme, Funktionskontrolle, gravimetrische Kalibrierung dokumentiert auf einem SCS-Zertifikat (ISO/IEC 17025 Akkreditiert).
 Es stehen zwei Verfahren zur Verfügung (bitte zutreffendes ankreuzen):

<input type="radio"/> SCS-Kalibrierung Referenzmessverfahren ISO8655-6	Spitzenwechsel nach 5 Messungen Messung bei 3 Volumen 10 Messwerte je Volumen
<input type="radio"/> SCS-Kalibrierung alternatives Verfahren ISO8655-7-2022 A.2	Kein Spitzenwechsel Messung bei 3 Volumen Bei Wiederholungsprüfung 4 Messwerte je Volumen Nach Reparatur oder Justierung 10 Messwerte je Volumen

(Mehrkanalpipetten werden immer nach dem Referenzmessverfahren ISO8655-6 durchgeführt)

Information zum Standardvorgehen bei Wartungsarbeiten an Volumenmessgeräten

Eingangsprüfung	Manipulation am Gerät zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit	Ausgangsprüfung
Bei bestandener Eingangsprüfung, dann gilt das Eingangszertifikat auch als Ausgangszertifikat.	Bei nicht bestandener Eingangsprüfung wird eine Reparatur und/oder eine Justierung eingeleitet.	Nach einer Reparatur oder Justierung erfolgt eine Ausgangskalibrierung. Durchgeführte Kalibrierungen werden in Rechnung gestellt.

Unbedenklichkeitsbescheinigung

Durch meine Unterschrift erkläre ich:

- Dass die Geräte sorgfältig gereinigt und dekontaminiert wurden. (Geräteliste Seite 2)
- Dass keine Gefahren durch bakteriologische, virologische, chemische oder radioaktive Kontamination ausgehen.
- Dass ich autorisiert bin, derartige Erklärungen für das vertretene Unternehmen / Labor abzugeben.

Bemerkungen zur Unbedenklichkeitsbescheinigung / zu treffende Vorsichtsmassnahmen:

Name (Blockschrift)	Datum	Unterschrift



Liste Ihrer Volumenmessgeräte (Bei mehr als 15 Geräten kann auch eine signierte Geräteliste beigelegt werden.)

Hersteller / Typ (Bsp.: Eppendorf Reference 2)	Anzahl Kanäle (Bsp.: 1)	Volumen (Bsp.: 10 - 100)	Seriennummer (Bsp.: F124387)	Interne Nummer (Bsp.: Nr17)
1				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
2				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
3				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
4				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
5				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
6				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
7				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
8				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
9				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
10				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
11				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
12				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
13				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
14				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				
15				
Bemerkung / Fehlerbeschreibung:				



Lieferschein - Gebenstorf

Spaelti-TS AG
Wiesenstrasse 13
5412 Gebenstorf

Für Lieferungen nach:

Gebenstorf (Hauptsitz)

- **Bitte verwenden Sie diese Seite als Lieferschein, um den Versand Ihrer Ware nach Gebenstorf abzuwickeln.**
- **Sollten Sie Unterstützung benötigen, steht unser Kundenservice Ihnen gerne zur Verfügung.**



Lieferschein - Allschwil

Spaelti-TS AG
Gewerbstrasse 7
4123 Allschwil

Für Lieferungen nach:

Allschwil (Zweigniederlassung)

- Bitte verwenden Sie diese Seite als Lieferschein, um den Versand Ihrer Ware nach Allschwil abzuwickeln.
- Sollten Sie Unterstützung benötigen, steht unser Kundenservice Ihnen gerne zur Verfügung.

WICHTIG: Der Versand nach Allschwil steht ausschliesslich unseren Kunden zur Verfügung, die zuvor entsprechend informiert wurden.